

# S 7141 + S 7151 Reagenzien Tableau

## ④ Das SYKAM Tableau

- Gebürstete Edelstahlwanne
- Gasanschluss mit Feinregler
- Inerte Flaschendeckel mit Absperrventilen
- Kunststoffummantelte Sicherheitsflaschen



## ④ Kurze Beschreibung

Das Reagenzientableu wird als Lösungsmittelvorrats-Rack für die Geräteserien eingesetzt. Die Edelstahlausführung wurde speziell für den aseptischen und Lösungsmittelresistenten Einsatz gewählt. Die druckstabile Ausführung (Eingangsdruck bis 15 bar) ist an jede Inertgas Laborversorgung adaptierbar. Einsatzbereiche sind sowohl Entgasung/ Begasung von Lösungsmitteln mit He wie auch sauerstofffreie Lagerung von Puffern unter Inertgas.

## ④ Lieferumfang S7141

Tableau mit 3 Stück (S7141) oder 4 Stück (S7151) inerten Flaschenaufsatzverteilern und 3 oder 4 Kunststoffummantelten Sicherheitsflaschen, separat verpackte Begasungsleitungen und 3 m PE-Gasanschlussschlauch (4 mm x 6 mm).

## ④ Technische Spezifikationen

Das Reagenzientableu wird zur Druckbeaufschlagung von Reagenzien mit Inertgas eingesetzt. Eingangsdruck bis 15 bar, Betriebsdruck regelbar von 0,0 bis 2,5 bar. Einsatzbereiche sind sowohl die Entgasung/ Begasung von Lösungsmitteln mit He als auch die sauerstoff/Co<sub>2</sub>-freie Lagerung von Pufferlösungen unter N<sub>2</sub> oder Ar. Je nach Einsatzbereich erfolgt die Verschlauchung analytisch (FEP Schlauch 0,75 x 1,6 mm) oder präparativ (FEP Schlauch 1,6 x 3,2 mm). In der Grundausstattung sind 3 inerte Flaschenaufsatzverteiler verschlaucht. Schlauchleitungen mit Anschlussfitting sind im Zubehör enthalten.



#### ④ Lieferumfang S7141

Abmessungen S7141:

350mm x 60mm x 220mm (LxHxB)

Höhe mit Flaschen (1l) 350mm

Gewicht: 2,3 kg (ohne Flaschen)

Abmessungen S7151:

455mm x 60mm x 300mm (LxHxB)

Höhe mit Flaschen (1l) 350mm

Gewicht: 3,3 kg (ohne Flaschen)

Versorgung:

N2 oder He bis 15 bar

#### ④ Bestell-Informationen\*

Katalognummer	Beschreibung
110 70 007/1	Tableau S 7141 analytische Ausführung, 3 x 1 l Flaschen
110 70 007/2	Tableau S 7141 analytische Ausführung, 3 x 2 l Flaschen
110 70 007/3	Tableau S 7141 präparative Ausführung, 3 x 1 l Flaschen
110 70 007/4	Tableau S 7141 präparative Ausführung, 3 x 2 l Flaschen
* weitere Konfigurationen auf Anfrage	

#### ④ Bestell-Informationen\*

Katalognummer	Beschreibung
110 70 009/1	Tableau S 7151 analytische Ausführung, 4 x 1 l Flaschen
110 70 009/2	Tableau S 7151 analytische Ausführung, 4 x 2 l Flaschen
110 70 009/3	Tableau S 7151 präparative Ausführung, 4 x 1 l Flaschen
110 70 009/4	Tableau S 7151 präparative Ausführung, 4 x 2 l Flaschen
* weitere Konfigurationen auf Anfrage	

#### **Sykam Chromatographie Vertriebs GmbH**

Carl-von-Linde-Straße 2  
82256 Fürstfeldbruck  
Deutschland



Tel.: +49 (8141) 15 04 2-0  
FAX: +49 (8141) 15 04 2-90  
EMail: [Info@sykam.de](mailto:Info@sykam.de)  
Web: <http://www.sykam.de>

**MADE IN GERMANY**